

天美（中国）科学仪器有限公司  
TECHCOMP (CHINA) LTD.

中国北京朝阳区天畅园 7 号楼 1、3 层  
TEL:010-64010651  
FAX:010-64060202  
E-MAIL:techcomp@techcomp.cn

Technical Note

超连续激光光源灵活运用于  
准稳态和瞬态荧光研究(摘要)



EDINBURGH  
INSTRUMENTS

## The Supercontinuum Laser as a Flexible Source for Quasi-Steady State and Time Resolved Fluorescence Studies

Roger Fenske<sup>a,b</sup>, Dirk U. Näther<sup>a</sup>, Richard B. Dennisa, S. Desmond Smith<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Edinburgh Instruments Ltd, 2 Bain Square, Kirkton Campus, Livingston, EH54 7DQ, UK;

<sup>b</sup>Heriot Watt University, Edinburgh, Scotland, EH14 4AS, UK

### ABSTRACT

Commercial Fluorescence Lifetime Spectrometers have long suffered from the lack of a simple, compact and relatively inexpensive broad spectral band light source that can be flexibly employed for both quasi-steady state and time resolved measurements (using Time Correlated Single Photon Counting [TCSPC]). This paper reports the integration of an optically pumped photonic crystal fibre, supercontinuum source<sup>1</sup> (Fianium model SC400PP) as a light source in Fluorescence Lifetime Spectrometers (Edinburgh Instruments FLS920 and Lifespec II), with single photon counting detectors (micro-channel plate photomultiplier and a near-infrared photomultiplier) covering the UV to NIR range. An innovative method of spectral selection of the supercontinuum source involving wedge interference filters is also discussed.

**Keywords:** Time Correlated Single Photon Counting, TCSPC, supercontinuum, fluorescence lifetimes

### 摘要

商品化的荧光寿命测量仪器一直苦于没有找到一种简单、紧凑和相对便宜的宽光谱范围光源，这种光源须灵活适用于准稳态和时间相关的测量（使用时间相关单光子计数TCSPC技术）。本文报告了一种集成光泵浦光子晶体纤维的超连续激光光源（Fianium，SC400PP），该检测器可作为荧光寿命光谱仪的光源（爱丁堡仪器FLS920和 Lifespec II），使用单光子计数检测器（微通道板光电倍增管，MCP-PMT和近红外PMT）覆盖紫外到近红外范围。同时介绍了一项超连续激光光源光谱选择的创新技术，边缘干涉滤光片技术。

**关键词：**时间相关单光子计数，TCSPC，超连续，荧光寿命