

## 大容量灭菌锅的优良之选—TOMY-FLS1000

我们在日常的灭菌过程中，常常会因为灭菌锅容量小而不得不灭菌多次，或是有些容器由于体积较大而无法装进灭菌锅，如动物笼等直径较大的实验用具，导致影响日常实验的灭菌效率。

TOMY 最新推出的内胆直径 45cm、容积 100L 的大容量高压蒸汽灭菌锅 FLS1000，更新颖的设计，更强大的功能，为您实验室的日常灭菌工作提供极大的便利。今天，我们将为您介绍 FLS1000 的主要特点：

- 超大容量：内胆容积100L,可灭菌更大体积或更多数量样品；



- 超大内胆设计，45cm宽，一个提篮可装17个500ml瓶。定制的锥形瓶架可放置4个5L瓶。也可放置动物笼进行灭菌；



- 可选开盖方向（左或右）：根据操作环境选择开盖方向；



总(中国)科学仪器有限公司  
北京市朝阳区天畅园7号楼(100107)

T 10-64010651

F 10-64060202

E techcomp@techcomp.cn

W www.techcomp.cn

- 舒适的高度设计：78.5cm的机身高度符合人体工学，方便放置和提取灭菌样品，更易接触内胆底部，方便清洁；



- 更直观的显示界面；



- 海拔高度可从0-2000米之间选择，一个机型即可满足不同海拔高度的需要；
- 优良的压力调节功能：全自动稳压感应细微排气系统；
- 标配制冷风扇：3档制冷速度；
- 排气速度可调：6档排气速度；
- 具有断电报警及重启程序；
- 安全开盖设计；
- 计时器功能；
- 换水警报。

欢迎大家咨询TOMY-FLS1000高压蒸汽灭菌锅相关信息！

如有任何其它相关问题，请随时联系天美（中国）科学仪器有限公司。