


NuAire 药用无菌隔离器




NuAire 无菌隔离器，使制药工作者可以在一个无菌、正压或负压的环境中混合药物，也可用于医院中准备注射针剂或输液袋。隔离器内有持续的 HEPA 层流气流，创造一个洁净的操作环境。可以使药剂师工作的环境和制备区分隔开来。

NuAire 无菌隔离器已在美国海军医疗舰上投入使用，特别是在“仁慈号”和“安慰号”上。这些船只作为世界上最大的移动医院，可被部署到世界上任何地方，提供现代化医院的所有服务。“仁慈号”和“安慰号”不只用于救治美国军事行动中的伤员，也用于为世界各地的自然灾害提供援助或医疗服务。

即使是在环境极端恶劣的区域，NuAire 无菌隔离器也有广泛的应用。由于设备适应性强，它们能够为全球范围内伤病患者的治疗提供支持，同时为医疗工作者提供最为安全的工作条件。



PharmaGard PR 符合无菌合成非危险药物的 USP797 标准



PharmaGard NTE 符合无菌合成危险药物的 USP800 标准

北京市朝阳区天畅园7号楼(100107)

t 010-64010651

10-64060202


e techcomp@techcomp.cn

w www.techcomp.cn

仪嘉有限公司

PharmaGard 无菌隔离器具有多种符合人体工程学的设计，使用户的操作流程更顺畅，操作更方便舒适：

- 1、滑动工作托盘：可顺利地实现实验材料的无缝转移。[A]
- 2、内部平衡转移窗：一根手指即可轻松开闭，确保操作室内环境稳。[B]
- 3、高度可调，可坐可站，腿部空间大，操作舒适。
- 4、特大有效工作区域，可见度好，视线开阔。[C]
- 5、大的椭圆形手套口，使操作更加舒适。[D]
- 6、预留三个输液袋悬挂架摆放位置，提供合适的操作高度、距离。[E]
- 7、针头和废品收集系统，有效节省空间。[F]
- 8、符合美国药典要求的选配：显示屏、键盘和鼠标支撑装置[G]，前部[H]及背部相机安装配件[I]，背部显示屏安装配件[J]等。





F



Workfic
compu

G



H

I

◀ The optional stainless steel Front Camera Mount, available from NuAire, allows for the mounting of many different types of cameras outside the cabinet.

H/I



J